

Leczenie przepukliny pompą diamagnetyczną

Klinika Xanara Espacio Salud w Saragossie podzieliła się z nami nową historią sukcesu, tym razem dotyczącą **leczenia przepukliny** za pomocą pompy diamagnetycznej CTU Mega 20.

Na poniższych zdjęciach widać najpierw MRI stanu pacjenta przed leczeniem, natomiast drugie zdjęcie przedstawia stan pacjenta rok później, **po odbyciu 20 sesji**. Pacjentka otrzymywała jedną sesję w tygodniu, chyba że problemy w harmonogramie na to nie pozwalały, a od trzeciej sesji doznania zmniejszenia bólu były znacznie lepsze.

Klinika również przekazuje szczegółowo używany protokół leczenia, na który składały się:

- 10' płyny HH
- 10' kości chrzęstnej
- 5' neuropatyczny M
- 5' membrana komórkowa

„Zarówno ewolucja na poziomie obrazowania, jak i objawów była spektakularna” – Klinika informuje o obecnym stanie pacjenta.

